


FICHE PRODUIT

Pipettes graduées à écoulement total, 0,5 ml, graduation 0,01 ml

Référence : SOC-PGS05C

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes graduées à écoulement total, 0,5 ml, graduation 0,01 ml :

- * En verre clair classe B;
- * Avec bande blanche de contraste "Schellbach";
- * Graduations bleues;
- * Repérage de la capacité par code couleur;
- * Tolérance: 0,008 ml;
- * Longueur: 360 mm;
- * Code couleur: double barre jaune;
- * Conditionnements: 10;
- * Condition minimum de vente: sachet 1 pièce.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-graduees/4977-pipettes-graduees-a-ecoulement-total-0-5ml-graduation-0-01m.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com