

**FICHE PRODUIT**



## Flacon 500ml simple fermeture ionisé- Etroite ouverture

Référence : PLG-F500CESG

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Description:

Flacons à large ouverture 500ml, bouchés/ionisés, simple fermeture;

- \* En polyéthylène haute densité;
- \* Gradués;
- \* Cape à vis rouge;
- \* Dimensions (L x l x H): 70 x 70 x 145;
- \* Diam ouverture: 37mm;
- \* Conditionnement minimum de vente: 100.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-150-a-2500-ml/4983-flacon-500ml-simple-fermeture-ionise-etroite-ouverture.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com