

FICHE PRODUIT

Flacon 2,5L carré simple fermeture ionisé-Bouchon blanc

Référence : PLG-F2500CSG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description: * Flacons à large ouverture 2500ml marron bouchés/ionisés, simple fermeture jointée; * En polyéthylène haute densité; * Gradués; * Cape à vis blanche; * Dimensions (L x l x H): 110 x 110 x 265; * à ouverture: 85mm; * Conditionnement minimum de vente: 35.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-150-a-2500-ml/4984-flacon-2-5l-carre-simple-fermeture-ionise-bouchon-blanc.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com