

FICHE PRODUIT



Autoclave de table 16 litres, Modèle Super Falcon SA-230FA

Référence : SOC-SA-230FA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

CARACTERISTIQUES DE L'AUTOCLAVE (STERILISATEUR) A VAPEUR CLASSE S

- Système de remplissage automatique: oui.
- Système de séchage automatique: oui.
- Dimensions: 594mm(D) x 522mm(W) x 410mm(H).
- Capacité en eau du réservoir: 4200cc.
- Capacité de la chambre: 16 litres.
- Poids net: 48kg.
- Alimentation: 230V 50/60 Hz.
- Porte fermée.
- Eau basse.
- Affichage de surchauffe: oui.
- Consommation électrique: 1900 W / 9 Amp.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Température de stérilisation: 121°C / 135°C- 121°C / 135°C,
- Emballé/non emballé: oui.
- Sec/humide, Liquide.
- Programme: pendant l'utilisation de la fonction "dry", laisser la porte ouverte pour un meilleur résultat à la fin de l'étape "exhaust"

DISPOSITIF DE SECURITE

- Valve de sécurité: oui.
- Protection en cas de surtempérature: oui.
- Protection en cas de surcharge électrique: 20 Amp. No fuse Breaker x 2.
- Protection en cas de surpression: commutateur de protection de pression.
- Indicateur de fermeture de porte: oui.
- Indicateur du niveau d'eau du réservoir: oui.
- Indicateur du niveau d'eau dans la chambre: oui.
- Fermeture de la porte sous pression: oui

ACCESSOIRES STANDARDS

- Boîte de stérilisation.
- Couverture chauffante.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Lot de plateau de stérilisation plateau x 3, 1 armature de plateau.
- Support de plateau: oui.
- Support de ressort x 2: oui.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclaves-de-classe-s-ou-n/4986-autoclave-de-table-16-litres-modele-super-falcon-sa-230fa.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com