

FICHE PRODUIT

Micropipette acura electro socorex 955 à 12 canaux: 20 - 350µl

Référence : SRX-MSAE12V350

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- **Caractéristiques de la Micropipette ACURA ELECTRO SOCOREX 955 à 12 canaux: 20 - 350µl.**

Micropipette présentée sous forme de sets comprenant :

- une micropipette électronique,
- un support de charge,
- un chargeur rapide avec cordon,
- une batterie supplémentaire,
- un certificat d'étalonnage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electronique-socorex-acura/4987-micropipette-acura-electro-socorex-955-a-12-canaux-20-350-l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com