

FICHE PRODUIT



Flacons à large ouverture 2500 ml avec anse, bouchés

Référence : PLG-F2500CSA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Flacons à large ouverture 2500 ml avec anse, bouchés, simple fermeture jointée;

- * En polyéthylène haute densité;
- * Gradués;
- * Cape à vis blanche;
- * Dimensions (L x l x H): 110 x 110 x 265;
- * Diamouverture: 85mm;
- * Condition minimum de vente: 35.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-150-a-2500-ml/4989-flacons-a-large-ouverture-2500-ml-avec-anse-bouches.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com