

FICHE PRODUIT



Seringues ecostep socorex stérile bleu 3,75ml

Référence : SRX-SBLS411

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Seringues ECOSTEP SOCOREX stérile bleu 3,75ml;

- En sachet pelable unitaire.
- Condition minimum de vente: Boite de 100 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-ecostep-socorex/4990-seringues-ecostep-socorex-sterile-bleu-3-75ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com