

FICHE PRODUIT

Biotainer 0,25 L

Référence : SOC-BIOT025L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

BIOTAINER 0,25 L

- Emballage pour le transport, en température ambiante, de prélèvements biologiques infectieux ou potentiellement infectieux conformes aux instructions d'emballage P620
- Homologué ONU, il est conforme aux exigences des différentes réglementations internationales du transport:
- ADR pour les expéditions routières
- IATA pour les expéditions aériennes
- IMDG pour les expéditions maritimes
- RID pour les expéditions ferroviaires
- Permet le transport de tubes à prélèvements, d'écouvillons, de boîtes de Pétri, de flacons à prélèvements, de lames...

Trois versions: 0,25L, 1,8L et 12L.

Dimensions hors tout(Longueur, Profondeur, Hauteur): 110x100x220mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimensions du récipient(Hauteur): 185.

Diamètre: 40.

Conditionnement: Carton de 24 pièces.

Condition minimum de vente: 1 pièce.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/biotainer/4994-biotainer-0-25l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com