

FICHE PRODUIT

Emballage extérieur pour biotainer 0,25 litre

Référence : SOC-CABIOT025

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Emballage extérieur pour Biotainer 0,25 litre; * Conditionnement: Carton de 24 pièces; * Condition minimum de vente: 1 pièce;

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/biotainer/4997-emballage-exterieur-pour-biotainer-0-25-litre.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com