


FICHE PRODUIT

Cryopack avec portoir: 1 portoir pour 40 tubes de 10 ou 20 ml

Référence : SOC-CRYO15-40

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CRYOPACK avec portoir: 1 portoir pour 40 tubes de 10 ou 20 ml;

- Emballage pour le transport en température dirigée, de prélèvements biologiques infectieux ou potentiellement infectieux pour des durées supérieures à 72 heures;
- Homologué ONU, il est conforme aux exigences des différentes réglementations internationales du transport:
 - ADR pour les expéditions routières,
 - IATA pour les expéditions aériennes,
 - IMDG pour les expéditions maritimes,
 - RID pour les expéditions ferroviaires;
- Permet le transport de tubes de prélèvements, d'écouvillons, de boîtes de Pétri, de flacons et bouteilles, d'organes, etc;
- La source de froid n'est pas fournie avec les CRYOPACK;
- Livré monté et prêt à l'emploi avec son mode d'utilisation;
- Dimension(Long. x Larg. x Haut.): 420 x 360 x 260mm;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Matière de la glacière: Polyuréthane;
- Dimensions du portoir(Long. x Larg. x Haut.): 250 x 150 x 120mm;
- Condition minimum de vente: 1 pièce.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cryopack/4999-cryopack-avec-portoir-1-portoir-pour-40-tubes-de-10-ou-20-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com