

FICHE PRODUIT

Portoirs KARTELL

Référence : SOC-PK100CCE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Portoirs KARTELL :

- * Capacité de 100 microtubes 1,5 ou 2 ml;
- * Cape attenante ou à vis (MICREWUBE®);
- * En polypropylène;
- * Autoclavables (20 mn à 121°C);
- * Utilisables au réfrigérateur et au bain-marie;
- * Repérage alpha-numérique;
- * Superposables chargés avec microtubes;
- * Dimensions (L x l x H): 263 x 110 x 45 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-kartell/5026-portoirs-kartell.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com