

FICHE PRODUIT

Sacs poubelle résistants, 50l

Référence : SOC-SP50NR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Sacs poubelle résistants, 50 litres;

- * En Polyéthylène;
- * Dimensions (Larg. x Haut.): 680 x 750 (mm);
- * Epaisseur: 16 µ;
- * Couleur: noir;
- * Conditionnement (roul./cart.): 25/1000;
- * Condition minimum de vente: 25 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-poubelle-resistants/5036-sacs-poubelle-resistants-50l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com