

## FICHE PRODUIT



# Béquille modèle GCW7935(S)

Référence : SOC-GCW7935(S)

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### Caractéristiques:

- Taille: 98-118 cm.
- Poids net: 0.8 kg.
- Dimensions: 105x33x29 cm.
- Quantité par carton: 20 pièces.
- Poids brut: 17.5 kg.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/aide-a-la-marche/5042-bequille-modele-gcw7935-s.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com