

FICHE PRODUIT



Béquille modèle GCW7935(L)

Référence : SOC-GCW7935(L)

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Taille: 128-148 cm
- Poids net: 1 kg
- Dimensions: 134x33x29 cm
- Quantité par carton: 20 pièces
- Poids brut: 21.5 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aide-a-la-marche/5044-bequille-modele-gcw7935-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com