

FICHE PRODUIT



Alcool isopropylique (alcool 70%) Bidon recharge, 2 Litres

Référence : SOC-ALC2L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bidon recharge, 2 litres.

- Incolore.
- Sans camphre.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/505-bidon-recharge-2-litres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com