

**FICHE PRODUIT**

## Urinal homme

Référence : SOC-937111

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

### Description du produit

Urinal homme avec poignée - couvercle en polyéthylène translucide.

### Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/urinal/5051-urinal-pour-homme.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 1         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

## Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com