

FICHE PRODUIT



Bassin reniforme/Haricot plastique, autoclavable, 26 x 16 x 5 cm

Référence : SOC-GEU-931025

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Bassin reniforme/Haricot plastique, autoclavable, 26 x 16 x 5 cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bassin-reniforme-haricot/5052-bassin-reniforme.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com