

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètres patient, Modèle MEC 1200

Référence : MIN-MEC1200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Moniteur multiparamètres patient, Modèle MEC 1200

- * ECG / Resp / Spo2 / NIBP / TEMP.
- * Ecran 8,4" très lumineux.
- * 4 Formes d'ondes.
- * Analyse d'arythmie et segment ST.
- * Cascade d'un canal ECG.
- * Alarme auditive et visuelle.
- * Menu de navigation style Windows avec aide en ligne.
- * Calcul de dose médicament.
- * Stockage et revue des dernières 72 heures de tous les paramètres compact et portable (5 Kg).
- * 2 heures d'autonomie sur batterie.
- * Connectivité réseau IEEE 802.3 pour connection centrale de monitoring.
- * Vue de face de chaque lit
- * Enregistreur intégré.
- * Toutes solutions de montage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie


Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5058-moniteur-multiparametres-patient-modele-mec1200.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit


SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com