

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètres patient, Modèle PM8000 express

Référence : MIN-PM8000E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Moniteur multiparamètres patient, Modèle PM8000 express.

- * Ecran 8.4" TFT avec un maximum de 8 formes d'ondes.
- * ECG/RESP, SpO2, NIBP, 2 TEMP, 2 IBP et EtcO2.
- * 96 heures d'historique des formes d'ondes.
- * Mémoire par carte CF.
- * Adulte pédiatrique et néonatal.
- * Connection 12 volts pour ambulance + de 3 heures d'autonomie batterie.

Options :

- * Enregistreur.
- * 2 IBP, EtcO2, Batt Li-Ion.
- * Carte compact Flash.
- * Masimo et Nellcor SpO2.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-pour-salles-operations/5060-moniteur-multiparametres-patient-modele-pm8000express.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com