

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètres, Modèle PM7000

Référence : MIN-PM7000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Moniteur multiparamètres, Modèle PM7000

- * Ecran 10.4" TFT avec un maximum de 8 formes d'ondes.
- * ECG / RESP, NIBP, Mindray SPO2, TEMP.
- * Modulation SpO2 sonore.
- * 10 niveaux d'alarme sonore.
- * Appel infirmière.
- * Grand chiffre visible de loin.
- * Capacité réseaux.
- * Batterie.

Options :

- * Masimo et Nellcor SpO2.
- * Batterie Li-Ion.
- * 2-IBP, CO, EtCO2.
- * Multi-Gas / O2 externe.
- * Sonde TEMP.
- * Enregistrement TEMP.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-pour-salles-operations/5061-moniteur-multiparametres-modele-pm7000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com