

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètres patient, Modèle PM9000 express

Référence : MIN-PM9000E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Moniteur multiparamètres patient, Modèle PM9000 express * Ecran 12.1" TFT. * Moniteur multiparamètres avec un maximum de 8 formes d'ondes. * ECG, RESP, NIBP, Mindray SpO2, 2-TEMP. * Logiciel OxyCRG. * 40 secondes d'historique des formes d'ondes. * Détection de Pacemaker. * Calcul de dose. * Capacité réseaux lan et Wifi. * Batterie interne. * Nombreuses options. * Masimo SET SpO2.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-pour-salles-operations/5062-moniteur-multiparametres-patient-modele-pm9000express.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com