

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètres patient, Modèle PM9000

Référence : MIN-PM9000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Moniteur multiparamètres patient, Modèle PM9000

- * Ecran 10.4" TFT.
- * Moniteur multiparamètres avec un maximum de 6 formes d'ondes.
- * ECG, RESP, NIBP, SpO2, 2- TEMP.
- * Analyse d'arythmie multi-dérivations et du segment S-T.
- * Détection de Pacemaker.
- * Tendances des dernières 72 heures toutes paramétrées.
- * Adulte pédiatrique et néonatal.
- * Capacité réseaux.
- * Batterie interne.
- * Nombreuses options.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-pour-salles-operations/5063-moniteur-multiparametres-patient-modele-pm9000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com