

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse de paillasse 6 tubes Modèle 800

Référence : SOC-YLE10004

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- * Centrifugeuse de paillasse 6 tubes Modèle 800
- * Taille mémoire permanente: 5 programmes personnalisés, accès direct
- * Minuterie 0 - 30min.
- * Vitesse max. (tr/min): 4000
- * Accélération max. (g): 1790
- * Capacité max. (ml): 10ml x 6
- * Température: 45°C * Poids (kg): 4.9
- * Puissance moyenne/max.(W): 220V $\pm$ 10% 50Hz 0.4A

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/5069-centrifugeuse-de-paillasse-6-tubes-modele-800.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit


SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com