

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de table Modèle CH 80-2

Référence : SOC-04122

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Une centrifugeuse de laboratoire est un équipement de laboratoire, entraîné par un moteur, qui fait tourner des échantillons liquides à grande vitesse. Socimed vous propose différents types de centrifugeuses, en fonction de la taille et de la capacité de l'échantillon.

Caractéristique de la centrifugeuse de table Modèle CH 80-2:

- * Minuterie à LED 0-99min, serrure magnétique
- * Vitesse max. (tr/min): 4000
- * Accélération max. (g): 2130
- * Capacité max. (ml): 20 ml x 12
- * Taille mémoire permanente: 5 programmes personnalisés, accès direct
- * Moteur sans balai
- * contrôleur à microprocesseur
- * Réglage de la vitesse en continu
- * Indicateur de code d'erreur
- * Taille de l'emballage: 45 × 39 × 38 cm / G.W: 12.5kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

* Puissance moyenne/max.(W): 45W

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/centrifugeuses-basses-vitesses/5070-centrifugeuse-de-table-paillasse-modele-ch80.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com