

FICHE PRODUIT



Bain Marie (25°-37°-56°) à thermostat, Modèle YCW-03S 22L

Référence : SOC-YCW03S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Accessoires du bain Marie:

- * Couvercle en forme de toit, en acier inox.
- * Couvercle à anneaux, en acier inox.
- * Diamètre interne des anneaux : 107 / 80 / 55 / 31,5 / 21 mm.
- * Couvercle à 6 ou 2 anneaux.
- * Porte-tube en acier inox.
- * Contrôleur de température: Analogique.
- * Températures préréglées: 25°, 35°, 56°C.
- * Lecteur de température: Affichage LED.
- * Plage de température: 100°C.
- * Stabilité de la température: $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$.
- * Homogénéité de la température: $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$.
- * Régulateur de température: Proportionnel.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Alarme de surchauffage: N/A.
- * Alarme de niveau d'eau bas: N/A.
- * Puissance de chauffe: 1000W.
- * Minuterie: N/A.
- * Normes du Bain Marie - GEMMY Modèle YCW-03S: ISO 9001, CE, FDA, GMP.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bain-marie/5075-bain-marie-25-37-56-a-thermostat-modele-ycw-03s-22l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com