

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Bain Marie universel à thermostat Modèle YCW-04M 11 L

Référence : SOC-YCW04M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Accessoires du Bain Marie:

- * Couvercle en forme de toit, en acier inox.
- * Couvercle à anneaux, en acier inox.
- * Diamètre interne des anneaux : 107 / 80 / 55 / 31,5 / 21 mm.
- * Couvercle à 6 ou 2 anneaux.
- * Porte-tube en acier inox.
- * Contrôleur de température: Analogique.
- * Températures préréglées: N/A.
- * Lecteur de température: Thermomètre.
- * Plage de température: 100°C.
- * Stabilité de la température: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$.
- * Homogénéité de la température: $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$.
- * Régulateur de température: ON/OFF.
- * Alarme de surchauffage: N/A.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Alarme de niveau d'eau bas: N/A.
- * Puissance de chauffe: 1000W.
- * Minuterie: N/A.
- * Capacité: 11L
- * Normes du Bain Marie - GEMMY Modèle YCW-010: ISO 9001, CE, FDA, GMP.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5079-bain-marie-universel-a-thermostat-modele-ycw-04m-11-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com