

FICHE PRODUIT



Alcool isopropylique 70% en aérosol, Flacon 110 ml

Référence : SOC-ALCOSPRA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

APPLICATION :

- Désinfection corporelle (sur peau saine) et de surface
- Usage externe

AVANTAGE :

Faible encombrement: idéal pour le personnel itinérant

Prêt à l'emploi: souplesse et sécurité d'utilisation

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser directement sur la zone à nettoyer, puis tamponner l'excès à l'aide d'une compresse

RECOMMANDATIONS D'USAGE ET LIMITES D'UTILISATION

- Usage externe uniquement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Produit actif: Alcool isopropylique

Volume brut: 110 ml

Emballage: Flacon aérosol

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Dimensions: 155 x 38 mm

Condition minimum de vente: 1

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/508-flacon-aerosol-110-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com