

FICHE PRODUIT

Bain Marie universel à thermostat, Modèle YCW-05 5 L

Référence : SOC-YCW05

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Bain Marie universel à thermostat, Modèle YCW-05 5 L

- * La cuve du Bain Marie est en acier inox. Ses bords arrondis permettent une meilleure circulation.
- * L'uniformisation de la température à l'intérieur du réservoir est améliorée grâce à un agitateur rotatif

Accessoires du Bain Marie

- * Couvercle en forme de toit, en acier inox.
- * Couvercle à anneaux, en acier inox.
- * à interne des anneaux : 107 / 80 / 55 / 31,5 / 21 mm.
- * Couvercle à 6 ou 2 anneaux.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Porte-tube en acier inox.
- * Contrôleur de température: Analogique.
- * Températures préréglées: N/A.
- * Lecteur de température: Thermomètre.
- * Plage de température: 100°C.
- * Stabilité de la température: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$.
- * Homogénéité de la température: $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$.
- * Régulateur de température: ON/OFF.
- * Alarme de surchauffage: N/A.
- * Alarme de niveau d'eau bas: N/A.
- * Puissance de chauffe: 500W.
- * Minuterie: N/A.
- * capacité: 05L
- * Normes du Bain Marie - GEMMY Modèle YCW-05: ISO 9001, CE, FDA, GMP.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bain-marie/5080-bain-marie-universel-a-thermostat-modele-ycw-05-5-l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com