

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse de table haute vitesse, Modèle SH120

Référence : SOC-1224-2(SH120-2)

Points forts

- délais : 5 Jours
- Garantie : 1

Description du produit

Centrifugeuse de table haute vitesse, Modèle SH120

• Caractéristiques

- Minuterie 0 - 99 min.
- Vitesse max. (tr/min): 12 000
- Accélération max. (g): 15 300
- Capacité max. : 24PCS CAPILLARY Dia.1.5M M
- Taille mémoire permanente: 5 programmes personnalisés, accès direct
- Dimensions (H x L x P) mm: 26,5x29x20
- Poids (kg): 12,5
- Puissance moyenne/max.(W): 220V±10% 50Hz 2A
- Rotor horizontal.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/5082-centrifugeuse-de-table-haute-vitesse-modele-sh120.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com