

FICHE PRODUIT



Aspirateur électrique portable ASKIR-20, 2 000 ml

Référence : SOC-310100-13

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

• Spécifications techniques

- Portable
- Manomètre de contrôle, molette de réglage de l'intensité d'aspiration, 1 seul bouton de mise en marche
- Équipé d'un indicateur de vide
- Fonctionne en continu sur du 230V ~ 50 Hz
- Bocal autoclavable 1000 ml
- Filtre antibactérien et hydrophobe
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.
- Débit : 16 L/min
- Puissance : 184 VA
- Dépression maximale : -0.75 bar -75kPa -563mmHg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Autonomie des batteries : 45 à 50 min
- Temps de recharge : 120 à 150 min
- Poids : 2.5 kg
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/5083-aspirateur-electrique-portable-askir-20-2000ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com