

FICHE PRODUIT



Colposcope vidéo SLC 2000B

Référence : SOC-SLC2000B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Colposcope SLC 2000B

Caractéristiques :

- * Haute performance d'images pour un diagnostic sûr et une bonne tolérance du patient.
- * Caméra CCD Haute résolution et technologie de mise au point automatique.
- * Source de lumière froide à LED intégré ne nécessitant aucun réglage.
- * Filtre vert électronique.
- * Gel d'image.
- * Visualisation en temps réel du zoom d'image et de la synchronisation des tests d'acide acétique et d'iode.
- * Poste d'imagerie et logiciel d'image.

Spécifications techniques :

- * Résolution: 1/4" super HAD color CCD 680000 pixels

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Zoom optique: 1-25 x (typ.).
- * Interface de production d'image: Signal Vidéo NTSC / PAL
- * Distance focale: 150-350mm.
- * Champ visuel: $\alpha=10-150\text{mm}$.
- * Distance de travail: 5-120mm.
- * Mode focal: Mise au point automatique rapide et manuelle.
- * Type de source lumineuse: Source de lumière froide à LED intégré.
- * Contrôle de synchronisation dynamique : Visualisation en temps réel des tests à l'acide acétique et l'iode.
- * Agrandissement d'images: Réglable et visualisable en temps réel.
- * Contrôle du refroidissement de l'image: Sélection Manuelle d'un bouton.
- * Type de positionnement: Positionnement vertical (900mm-1300mm) avec bras rotatifs.
- * Voltage: AC110-220V.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/colposcopes-medicaux/5088-colposcope-video-slc-2000b.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com