

**FICHE PRODUIT**

## Aspirateur chirurgical, Modèle HOSPIVAC 400, 2 x 4 000 ML

Référence : SOC-410350-05

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 2
- Résolution de l'écran : Full HD

### Description du produit

**Description:**

- Fonctionne en continu sur du 230V ~ 50 Hz.
- Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez adultes et enfants.
- Équipées de 4 roues antistatiques.
- Équipées d'un système de freinage.
- Grande mobilité, y compris aussi dans les salles d'opération.
- Grâce à ses caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile.
- Équipés d'un régulateur d'aspiration et d'un indicateur de vide à l'avant.
- 2 bouches de 4000 ml en polycarbonate et autoclavables.
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/5090-aspirateur-chirurgical-modele-hospivac-400-2-x-4000ml.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique       | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| delais                | 48 heures |
| Garantie              | 2         |
| Résolution de l'écran | Full HD   |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)