

FICHE PRODUIT



Aspirateur électrique portable, Modèle ASPIRET 2 000 ML

Référence : SOC-310001-01

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Filtre anti-bactérien

Flacon de 2000 ml en polycarbonate et autoclavable

Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.

• Spécifications techniques

- Débit : 15 L/min
- Puissance : 184 VA
- Dépression maximale : -0.75 bar -75kPa -563mmHg
- Autonomie des batteries : environ 40 min
- Poids : 2,2 kg
- Dimensions : 23,5 x 19 x 16,5 mm
- Diamètre du cordon : 8-9-10 mm
- Normes CEI 62/5 - IEC /601.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/5091-aspirateur-electrique-portable-modele-aspiret-2000ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com