

FICHE PRODUIT

Pompe à perfusion volumetrique, Modèle AJ 5808

Référence : SOC-AJ5808

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La pompe à perfusion volumétrique Modèle AJ 5808 est un Instrument utilisé pour maintenir un débit régulier lorsque des médicaments ou des liquides sont administrés dans l'organisme par voie intraveineuse.

Conçue pour optimiser la perfusion de grands volumes, elle est utilisée pour administrer au patient de façon continue ou non des médicaments très divers pendant une durée souvent supérieure à 24 heures.

C'est un nouveau produit conçu pour être utilisé dans tous les services d'un établissement hospitalier, et en particulier en Réanimation-Soins intensifs, Anesthésie, Chirurgie, Médecine interne, Gastro-entérologie, Urgence, Hospitalisation à domicile (HAD).

De plus, elle est largement et plus principalement utilisée pour les injections intraveineuses, les injections intra artérielle, les injections radiographiques et du péritonéal moyen, les injections anesthésiques, en chimiothérapie et dans différents départements de chirurgie générale et de médecine.

Caractéristiques:**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Modes de perfusion (micro ou macro-perfusion): fournissent des injections précises aux débits variant de 0.1 à 1200 ml/h.
- Double mode d'injection : le débit d'injection peut-être en millilitre par heure (ml/h) ou en goutte par minute (D/min).
- Bolus: débit de bolus de 0.1 à 1200 ml/h; volume réglable de 0.1 à 25 ml.
- Grande compatibilité entre la tubulure, la chambre compte-gouttes et le raccord qui relie le sac de perfusion à l'aiguille ou au cathéter intraveineux (nécessaire de perfusion) : les utilisateurs peuvent facilement ajuster la précision du débit au Baxter, Abbott et autres nécessaires de perfusion.

Fiche technique:**Plage de débits:** 0.1-1200 ml/h.**Gamme de débits:**

- 0.1 ml/h - 10 ml/h par incréments de 0.1 ml/h.
- 10 ml/h - 200 ml/h par incréments de 1 ml/h.
- 200 ml/h - 1200 ml/h par incréments de 10 ml/h.

Volume de perfusion: 0.1-9999ml.**Débit KVO (Maintien de Veine Ouverte):** 0.1ml/h, 1ml/h, 2ml/h.**Débit de purge:** 1200 ml/h.**Précision du débit:** +/- 2 % uniquement sur la pompe, +/- 5 % sur le kit intraveineux.**Kit intraveineux compatible:** peut être ajusté afin de s'adapter à toutes les marques principales.**Bolus:** débit réglable de 0.1 à 1200 ml/h avec volume réglable de 0.1 à 25 ml.**Affichage:** Ecran lumineux OLED 2,7 pouces, avec Affichage permanent du débit de perfusion et du volume Perfusé.**Alarmes sonores et visuelles mises en marche dans les cas suivants:** fin de perfusion proche, perfusion terminée, flacon vide, erreur de débit, programmation non confirmée, fin de pause, contrôle de l'occlusion de la**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

pompe vis-à-vis de sa
tubulure (test OCS), porte ouverte, déconnexion secteur, positionnement tubulure, insertion
tubulure, occlusion aval,
occlusion amont, déconnexion tubulure, batterie faible, batterie déchargée, erreurs techniques,
autotest, rotation moteur.

Multilingue: Anglais, Français, Espagnol.

Alimentation électrique: AC 90V à 240V 50/60Hz or DC 12V.

Historique: 10 derniers événements stockés.

Batterie: en moyenne 3h d'autonomie à un débit de 100 ml/h. 6h de temps de recharge.

Poids net: 3.0 Kg/6.6 lbs.

Dimension (Profondeur x Largeur x Hauteur):

- 172 x 105 x 240 (mm).
- 63/4" x 4" x 61/2".

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pompes-a-perfusion/5094-pompe-a-perfusion-volumetrique-modele-aj-5808.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com