

FICHE PRODUIT



Table Opération modèle JT-1A

Référence : SOC-JT1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Table d'opération mécanique modèle JT1

La table d'opération mécanique modèle JT1 est un équipement chirurgical économique. Grâce à sa large gamme optionnelle d'accessoires, cette table est utilisable pour la chirurgie de la tête, du cou, du thorax, de l'abdomen, en ophtalmologie, gynécologie et obstétrique, aussi bien qu'en urologie dans les cliniques et centres hospitaliers.

Caractéristiques :

- Nouveau modèle de table d'opération équipé d'une pompe à huile servant à élever ou à abaisser sa hauteur :

Presser la pédale pour élever la hauteur; et relâcher la pédale jusqu'à sa position la plus basse pour baisser la hauteur de la table.

- Design compact et raisonnable garantissant performance et fiabilité de qualité supérieure.
- Facile à manipuler.
- Aspects ergonomiques pris en considération pendant sa conception.
- Appareil facile à nettoyer et à stériliser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Accessoires détachables à l'aide des clamps.
- Les freins situés en dessous de la table permettent le déplacement ou le transport de l'appareil.
- Le nouveau design des poignets facilite les réglages.
- Tous les réglages se font du côté gauche de l'appareil.

Spécifications techniques :

- **Table d'opération** : Longueur : 1960mm; Largeur : 480mm.
- **Hauteur réglable** : 700-900mm.
- **Degrés Réglage de la tête** :
 - * 30° vers le bas à partir de l'horizontale.
 - * 90° vers le haut à partir de l'horizontale (détachable).
- **Degrés Réglage de la section du dos** : 75° vers le haut à partir de l'horizontale.
- **Degrés Réglage de la section des jambes** : 90° vers le bas à partir de l'horizontale (détachable).
- **Degrés d'inclinaison de la table** :
 - * 0 - 20° vers le haut.
 - * 0 - 15° vers le bas.
- **Inclinaison latérale** :
 - * 15° vers la gauche.
 - * 15° vers la droite.
- **Poids total** : 250kg.
- **Dimensions** : 1770 × 770 × 940cm.

Accessoires standard :

- 1 Arceau anesthésie ;
- 1 Matelas ;
- 1 Support épaule ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 Support jambe ;
- 1 Support de bras
- 1 Courroie de maintien.

Accessoires optionnels : Set de fixation tête pour neurologie.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-operation/5096-table-d-operation-modele-jt-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com