


FICHE PRODUIT

Table examen gynécologique universelle FC-1

Référence : SOC-FC-1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales :

- Moteur spécial adopté pour contrôler l'élévation de la table ce qui rend la table stable, fiable, légère et sans bruit.
- Le dossier de la table est contrôlé au moyen d'éléments pneumatiques. Par conséquent, la position voulue peut être obtenue en poussant doucement la manivelle.
- Equipée d'une pédale de réglage qui laisse une grande liberté de mouvement au praticien.
- Les accessoires fournis incluent: le repose genou, repose bras, et une collection de récipients facilitant l'usage de l'appareil.
- Matelas fabriqué grâce à une philosophie ergonomique et un art moderne ; et constitué de matériaux de haute qualité facile à nettoyer et à stériliser.

Spécifications techniques:

- **Longueur totale:** 1200 x 500 (avec le dossier en position relevée).
- **Hauteur:** 700 - 950 (du sol au siège).
- **Ajustement du dossier:** 0° - 60° vers le haut.
- **Basculement Trendelenburg:** ≥ 8 .
- **Basculement anti-Trendelenburg:** $\geq 15^\circ$.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Alimentation électrique:** 220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 1Hz.
- **Consommation électrique:** 150VA.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-lits-d-examens/5097-table-d-examen-gynecologique-universelle-fc-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com