

FICHE PRODUIT

Cônes à filtre GILSON 2 - 200 µl, en rack stérile de 96

Référence : GIL-F161934

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes à filtre GILSON 2 - 200 µl, en rack stérile de 96; Longueur: 53 mm; * En Polypropylène translucide; * Cônes naturels; * Autoclavables à 121°C pendant 20 min; * Les filtres bloquent les particules supérieures à 1 µm; * Rack à charnière; * Absence de RNase, DNase et Protéase; * Absence de métaux lourds; * Conditionnement: 10 racks de 96; * Condition minimum de vente: 960.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-filtre-gilson/51-cones-a-filtre-gilson-2-200-l-en-rack-sterile-de-96.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com