

FICHE PRODUIT



Stéthoscope Duplex double pavillon aluminium Noir ou Gris

Référence : RIE-4001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Stéthoscope Duplex double pavillon aluminium | Performance professionnelle adulte & pédiatrique

Le **stéthoscope Duplex à double pavillon en aluminium anodisé** est un instrument robuste et polyvalent pour l'auscultation quotidienne des adultes et des enfants en cabinet ou en milieu hospitalier.

Double pavillon aluminium : acoustique nettement améliorée

Le pavillon double en **aluminium anodisé particulièrement léger** offre une performance acoustique optimisée. La **grande membrane Ø 48 mm** avec bagues anti-froid ultra plates garantit une application idéale. Le **petit pavillon Ø 36 mm** est dédié à l'auscultation pédiatrique.

Caractéristiques techniques

- Pavillon adulte : Ø 48 mm — Pavillon pédiatrique : Ø 36 mm
- Matériau : aluminium anodisé — Longueur : 77 cm
- Couleurs : noir, gris ardoise
- Livré avec embouts de rechange et membrane de rechange

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Garantie : 1 an.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/5122-stethoscope-duplex-double-pavillon-aluminium.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com