

FICHE PRODUIT

Stéthoscope Duplex de luxe pavillon acier inoxydable — 3 tailles

Référence : RIE-4081

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Stéthoscope Duplex de luxe inox | 3 pavillons : adulte, enfant et néonatal

Le **stéthoscope Duplex de luxe à pavillon en acier inoxydable** est l'instrument le plus polyvalent de la gamme Riester. Fourni avec **trois doubles pavillons de tailles différentes** — adulte, enfant/bébé et nouveau-né — il couvre toutes les morphologies avec un seul stéthoscope.

Trois pavillons pour toutes les morphologies

Le pavillon double adulte pour l'auscultation standard, le pavillon enfant/bébé pour la pédiatrie courante, et le pavillon néonatal spécialement conçu pour les nouveau-nés. Chaque pavillon en **acier inoxydable de précision** offre une acoustique de première classe.

Construction Riester de haute qualité

Fabriqué par Riester, marque allemande de référence, avec des matériaux de qualité supérieure pour une durabilité optimale en milieu clinique intensif.

Caractéristiques techniques

- 3 doubles pavillons inclus : adulte, enfant/bébé, néonatal

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Matériau pavillons : acier inoxydable
- Acoustique de première classe — Marque Riester
- Réf. fabricant : RIE-4081

Garantie : 2 ans.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/5126-stethoscope-duplex-de-luxe-pavillon-acier-inoxydable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com