

FICHE PRODUIT



Stéthoscope Riester Ri-rap 80 cm double pavillon

Référence : RIE-4155-01

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Stéthoscope Riester Ri-rap 80 cm | Double pavillon pour une auscultation confortable

Le **stéthoscope Riester Ri-rap 80 cm** se distingue par sa **tubulure extra-longue de 80 cm**, offrant une distance de confort optimale entre le professionnel de santé et le patient lors de l'auscultation. Fabriqué par Riester, marque allemande de référence en instruments médicaux de précision.

Tubulure 80 cm : distance de confort maximale

La **longueur de 80 cm** permet au praticien de maintenir une position ergonomique lors de l'examen clinique, particulièrement appréciée en milieu hospitalier et lors d'auscultations prolongées. Elle facilite également l'auscultation des patients alités.

Double pavillon Riester : acoustique de précision

Le double pavillon Riester offre une acoustique précise pour l'auscultation des adultes et des enfants, avec diaphragme pour les hautes fréquences et cloche pour les basses fréquences.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques

- Longueur tubulure : 80 cm
- Double pavillon — Adulte et pédiatrique
- Marque Riester — Fabricant allemand d'instruments médicaux
- Réf. fabricant : RIE-4155-01

Garantie : 2 ans.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/5127-stethoscope-riester-ri-rap-80-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com