

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Module d'extension Modèle BIG BEN, brassard à crochets adulte

Référence : RIE-3655-106

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le Module d'extension Modèle BIG BEN, brassard à crochets adulte

- A une graduation généreusement dimensionnée de 145,5 mm de largeur et de conception très contrastée assure une lisibilité optimale.
- Avec support mural ultrastable en matière plastique renforcée aux fibres de verre et boîtier exceptionnellement robuste.
- Tolérance maximale d'erreur : +/- 3 mmHg.
- Egalement disponible en version sans latex (devant le numéro d'article, veuillez mentionner « SL » pour « Sans Latex » lors de votre commande).
- Livré avec une plaque murale, des vis, des chevilles et une corbeille spacieuse pour ranger les tubulures et les brassards.
- Grâce au câble spiralé extensible, possibilité de montage individuel de la corbeille.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5130-module-d-extension-modele-big-ben-brassard-a-crochets-adulte.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com