

**FICHE PRODUIT**



## Module d'extension modèle big ben, brassard velcro adulteModule

Référence : RIE-3655-109

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### Le Module d'extension modèle big ben, brassard velcro adulte

- A une graduation généreusement dimensionnée de 145,5 mm de largeur et de conception très contrastée assure une lisibilité optimale.
- Avec support mural ultrastable en matière plastique renforcée aux fibres de verre et boîtier exceptionnellement robuste.
- Tolérance maximale d'erreur : +/- 3 mm Hg.
- Egalement disponible en version sans latex (devant le numéro d'article, veuillez mentionner « SL » pour « Sans Latex » lors de votre commande).
- Livré avec une plaque murale, des vis, des chevilles et une corbeille spacieuse pour ranger les tubulures et les brassards.
- Grâce au câble spiralé extensible, possibilité de montage individuel de la corbeille.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5131-module-d-extension-modele-big-ben-brassard-velcro-adultemodule.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)