

FICHE PRODUIT

Refrigérateur pour banque de sang XC-88L 30 poches 200ml/24 poches 400ml

Référence : SOC-XC-88L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Réglage précis de température :

- * Système de contrôle de température commandé par microprocesseur: combiné à quatre sondes de thermistance (deux sondes dans certains modèles), assure une température stable et précise $4\pm 1^{\circ}\text{C}$ de la chambre à une température ambiante comprise entre 16 à 32°C.
- * Le système de circulation à air forcé assure l'excellente uniformité de la température.
- * Commande automatique de température: Large écran à LCD pour affichage de température avec une précision de la commande de 1°C et une précision de l'affichage de 0.1°C.
- * L'affichage numérique Des températures supérieures et inférieures, facilite le contrôle exact de la température interne.
- * Systèmes d'alarme parfaits, qui fournissent de nombreuses fonctions d'alarme audible/visuelle en cas de: température élevée ou basse, anomalie de sonde, porte entrebâillée, panne de courant...etc. Afin d'assurer la sûreté du stockage.

Conception Facile à utiliser :

- * La partie externe est faite en acier structural de haute qualité, et peinte au moyen d'une technologie avancée de revêtement ceci après traitement d'anticorrosion au phosphore.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Le lustre superficiel est doux.
- * La porte en triple-carreau de verre isolée de gaz inerte, équipée d'une serrure spéciale à système de verrouillage automatique, peut fournir l'option de chauffage pour le retrait, .., et condensation lors des applications en milieu humide.
- * Appareil supporté par quatre roulettes.
- * L'éclairage intérieur fluorescent fournit une vue claire des articles stockés.
- * Tiroirs faits d'acier inoxydable de haute qualité où les étagères réglables facilitent l'accès au stock et le nettoyage.
- * Protection de batterie et enregistreur de température facultatifs.
- * Panier facultatif.

Système refroidisseur:

- * Fameux compresseur de marque importée, haute performance, silencieux et conservateur d'énergie.
- * Le condenseur à air de haute efficacité et l'évaporateur à ailettes fournissent une excellente réfrigération.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/5153-blood-bank-refrigerator-xc-88l-30-poches-200ml-24-poches-400ml.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com