

FICHE PRODUIT

Banque de sang, Modèle XC-588L, 240 poches 200ml/180 poches 400ml

Référence : SOC-XC-588L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Réglage précis de température :

* Système de contrôle de température commandé par microprocesseur: combiné à quatre sondes de thermistance (deux sondes dans certains modèles), assure une température stable et précise $4 \pm 1^{\circ}\text{C}$ de la chambre à une température ambiante comprise entre 16 à 32°C .* Le système de circulation à air forcé assure l'excellente uniformité de la température.

* Commande automatique de température: Large écran à LCD pour affichage de température avec une précision de la commande de 1°C et une précision de l'affichage de 0.1°C .

* L'affichage numérique Des températures supérieures et inférieures, facilite le contrôle exacte de la température interne.

* Systèmes d'alarme parfaits, qui fournissent de nombreuses fonctions d'alarme audible/visuelle en cas de: température élevée ou basse, anomalie de sonde, porte entrebâillée, panne de courant...etc. Afin d'assurer la sûreté du stockage.

Conception Facile à utiliser :

* La partie externe est faite en acier structural de haute qualité, et peinte au moyen d'une technologie avancée de revêtement ceci après traitement d'anticorrosion au phosphore.

* Le lustre superficiel est doux.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * La porte en triple-carreau de verre isolée de gaz inerte, équipée d'une serrure spéciale à système de verrouillage automatique, peut fournir l'option de chauffage pour le retrait, .., et condensation lors des applications en milieu humide.
- * Appareil supporté par quatre roulettes.
- * L'éclairage intérieur fluorescent fournit une vue claire des articles stockés.
- * Tiroirs faits d'acier inoxydable de haute qualité où les étagères réglables facilitent l'accès au stock et le nettoyage.
- * Protection de batterie et enregistreur de température facultatifs.
- * Panier facultatif.

Système refroidisseur :

- * Fameux compresseur de marque importée, haute performance, silencieux et conservateur d'énergie.
- * Le condenseur à air de haute efficacité et l'évaporateur à ailettes fournissent une excellente réfrigération.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/5155-banque-de-sang-modele-xc-588l-240-poches-200ml-180-poches-400ml.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com