

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L (90 poches de 200 ml ou 65 poches de 400 ml)

Référence : SOC-XC-280L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L (90 poches de 200 ml ou 65 poches de 400 ml)

Le **Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L** est destiné au stockage des **poches de sang** total ou de **globules rouges** dans une **banque de sang**. Il a une capacité réelle de **280 litres** et peut contenir **90 poches de 200 ml** ou **65 poches de 400 ml**.

Réglage précis de température du Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L:

- * Système de contrôle de température commandé par microprocesseur : combiné à quatre sondes de thermistance (deux sondes dans certains modèles), assure une température stable et précise $4\pm 1^{\circ}\text{C}$ de la chambre à une température ambiante comprise entre 16 à 32°C.
- * Le système de circulation à air forcé assure l'excellente uniformité de la température.
- * Commande automatique de température : Large écran à LCD pour affichage de température avec une précision de la commande de 1°C et une précision de l'affichage de 0.1°C.
- * L'affichage numérique Des températures supérieures et inférieures, facilite le contrôle exact de la

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

température interne.

* Systèmes d'alarme parfaits, qui fournissent de nombreuses fonctions d'alarme audible/visuelle en cas de: température élevée ou basse, anomalie de sonde, porte entrebâillée, panne de courant...etc. Afin d'assurer la sûreté du stockage.

Conception facile à utiliser du Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L :

* La partie externe est faite en acier structural de haute qualité, et peinte au moyen d'une technologie avancée de revêtement ceci après traitement d'anticorrosion au phosphore.

* Le lustre superficiel est doux.

* La porte en triple-carreau de verre isolée de gaz inerte, équipée d'une serrure spéciale à système de verrouillage automatique, peut fournir l'option de chauffage pour le retrait,... et condensation lors des applications en milieu humide.

* Appareil supporté par quatre roulettes.

* L'éclairage intérieur fluorescent fournit une vue claire des articles stockés.

* Tiroirs faits d'acier inoxydable de haute qualité où les étagères réglables facilitent l'accès au stock et le nettoyage.

* Protection de batterie et enregistreur de température facultatifs.

* Panier facultatif.

Système refroidisseur du Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L:

* Fameux compresseur de marque importée, haute performance, silencieux et conservateur d'énergie.

* Le condenseur à air de haute efficacité et l'évaporateur à ailettes fournissent une excellente réfrigération.

Caractéristiques techniques du Réfrigérateur pour banque de sang en ABS modèle XC-280L:

* Modèle: XC-280L.

* **Capacité réelle: 280 L.**

* **Nombre de poches: Peut contenir 90 poches de 200 ml ou 65 poches de 400 ml.**

* **Température interne: 4°C±1°C.**

* Dimensions extérieures: 59,0 cm (profondeur) x 60,3 cm (Largeur) x 172,8 cm (hauteur).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

* Poids(Kg): 120 Kg.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/5156-blood-bank-refrigerator-xc-280l-abs-90-poches-200ml-65-poches.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com