

FICHE PRODUIT



Banque de sang, Modèle XC-358L, 200 poches de 450ml

Référence : SOC-XC-358L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Conception Facile à utiliser :

- * La partie externe est faite en acier structural de haute qualité, et peinte au moyen d'une technologie avancée de revêtement ceci après traitement d'anticorrosion au phosphore.
- * Le lustre superficiel est doux.
- * La porte en triple-carreau de verre isolée de gaz inerte, équipée d'une serrure spéciale à système de verrouillage automatique, peut fournir l'option de chauffage pour le retrait, .. ,et condensation lors des applications en milieu humide.
- * Appareil supporté par quatre roulettes.
- * L'éclairage intérieur fluorescent fournit une vue claire des articles stockés.
- * Tiroirs faits d'acier inoxydable de haute qualité où les étagères réglables facilitent l'accès au stock et le nettoyage.
- * Protection de batterie et enregistreur de température facultatifs.
- * Panier facultatif.

Système refroidisseur:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

* Fameux compresseur de marque importée, haute performance, silencieux et conservateur d'énergie.

* Le condenseur à air de haute efficacité et l'évaporateur à ailettes fournissent une excellente réfrigération.

Système de contrôle:

- Contrôleur de température à base de microprocesseur. Plage de température 4 ± 1 ° C, avec imprimante standard.
- Grand écran LCD d'affichage de la température, précision d'affichage de $\pm 0,1$ ° C.
- Contrôle automatique de la température, dégivrage automatique.
- Alarme sonore et visuelle: Alarme de température haute ou basse, alarme de porte entrouverte, alarme de défaillance du système, alarme de panne de courant, alarme de pile faible

Conception de la structure:

- Type droit, extérieur en tôle d'acier peint, intérieur en acier inoxydable.
- La roulette est montée sous le fond.
- Porte en verre à trois couches avec élément chauffant pour éviter les fuites de glace et verrouillable
- Éclairage fluorescent intérieur avec commande de commutateur.
- L'intérieur est des étagères (plastiques) en 5 unités.
- Avec enregistreur de température pour 7 jours d'enregistrement
- Enregistreur graphique en option, panier de stockage de sang

Système de réfrigération:

- Système de circulation d'air focalisé.
- Compresseur de renommée internationale et moteurs de ventilateurs EBM d'Allemagne.
- Le condenseur à haute efficacité refroidi par air et l'évaporateur à ailettes
- Modèle: XC-358L
- Capacité (L): 358
- Puissance d'entrée: 410W
- Taille externe (D * W * H) mm: 700 × 628 × 1962
- Taille intérieure (D * W * H) mm: 518 × 473 × 1403
- Plage de température (°): 4 ± 1 ° C
- **Capacité sanguine (450 ml / sac): 200 sacs**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/5157-banque-de-sang-modele-xc-358l-200-poches-de-450ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com