


FICHE PRODUIT



Thermomètre oral, axillaire et rectal

Référence : SOC-THMD

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristique Thermomètre oral, axillaire et rectal.

- Électronique, calibré, étanche, avec alarme.
- Temps de réponse par voie orale: 50 à 60 secondes.
- Temps de réponse par voie rectale: 30 secondes environ.
- Bip sonore en fin de mesure et alarme lorsque la température dépasse 37,5°C.
- Sensibilité: 32°C à 42°C au 1/10.
- Dimensions: 130 x 20 x 10 mm.
- Alimentation: pile type LR41

Garantie 01 AN.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/516-thermometre-oral-axillaire-et-rectal.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com