

FICHE PRODUIT



Film AGFA CP-GU M (ancien CP-GU Plus)

Référence : HT-G-1824

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Le Film Mamoray HT est une émulsion orthochromatique; Son film donne des images de mammographie de haute qualité avec une faible dose.

Combiné avec l'écran Mamoray, il fournit des images de forte sensibilité et à faible dose, haut contraste.

Le bruit est réduit pour une résolution optimale.

Principaux avantages :

- Qualité image excellente à faible dose.
- Résultats précis.
- Optimisation des soins aux patients.

Condition minimum de vente: 100 feuilles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-agfa-ht-g/5162-film-agfa-ht-g-dim-18-x-24-cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dimensions_film_radiographie - 15 x 30 cm	HT-G-15301	
dimensions_film_radiographie - 18 x 24 cm	HT-G-18241	
dimensions_film_radiographie - 24 x 30 cm	HT-G-24301	
dimensions_film_radiographie - 30 x 40 cm	HT-G-30401	
dimensions_film_radiographie - 35 x 35 cm	HT-G-35351	
dimensions_film_radiographie - 35 x 43 cm	HT-G-35431	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com