

FICHE PRODUIT



Film AGFA CP-Bu

Référence : CP-BU-3040

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Film radiographique AGFA CP-BU : qualité d'image élevée et constante

Le **film AGFA CP-BU** distribué par SOCIMED est un film radiographique universel qui offre une **qualité d'image élevée et constante**. Il s'utilise avec des écrans renforceurs en tungstate de calcium et terres rares à émission bleue. Son point fort est la constance : il maintient une haute qualité d'image, même lorsque le film est traité dans des produits chimiques plus faibles ou dans des conditions défavorables. Il présente en outre une faible sensibilité aux agents désensibilisants.

Une courbe caractéristique idéale pour l'imagerie thoracique et osseuse

Grâce à sa courbe caractéristique, le CP-BU est idéal pour obtenir des images parfaites des poumons, du diaphragme et des zones rétrocardiaques, médiastinales et vertébrales. Il permet une excellente visualisation de tous les détails importants, comme les détails osseux et l'angiographie. Toutes les structures des champs pulmonaires sont clairement présentées, et le pied de la courbe restitue nettement les informations dans les zones à faible densité. Ce film peut être utilisé pour des traitements manuels prolongés ou rapides.

Caractéristiques techniques

- **Matière** : polyester

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Couleur de base** : bleu
- **Épaisseur** : 0,18 mm (0,007 pouce)
- **Sensibilité spectrale principale** : UV et bleu
- **Type** : film universel haut débit, contraste moyen à élevé
- **Référence** : CP-BU-XXXX

Recommandations de traitement et de stockage

- **Température du révélateur à 90 secondes** : 33 à 35 °C (91 à 95 °F)
- **Température du révélateur à 180 secondes** : 31 à 33 °C (88 à 91 °F)
- **Révélateur, taux de régénération** : 400 à 500 ml/m²
- **Fixateur, taux de régénération** : 600 à 700 ml/m²
- **Température de stockage** : 10 à 20 °C (50 à 68 °F)
- **Humidité relative** : 40 à 60 %

Si possible, la durée de traitement peut être allongée pour optimiser le rendu.

Autres formats disponibles

Le film AGFA CP-BU est également proposé par SOCIMED aux formats **15 x 30 cm, 18 x 24 cm, 24 x 30 cm, 35 x 35 cm et 35 x 43 cm**, pour couvrir l'ensemble de vos besoins en radiographie générale.

SOCIMED, votre fournisseur de consommables de radiologie

SOCIMED distribue les films radiographiques AGFA auprès des hôpitaux, cliniques, cabinets de radiologie. Contactez notre équipe pour un devis personnalisé ou pour identifier le format adapté à votre matériel.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/film-agfa-cp-bu/5181-film-agfa-cp-bu-dim-30-x-40-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dimensions_film_radiographie - 15 x 30 cm	CP-BU-15301	
dimensions_film_radiographie - 18 x 24 cm	CP-BU-18241	
dimensions_film_radiographie - 24 x 30 cm	CP-BU-24301	
dimensions_film_radiographie - 30 x 40 cm	CP-BU-30401	
dimensions_film_radiographie - 35 x 35 cm	CP-BU-35351	
dimensions_film_radiographie - 35 x 43 cm	CP-BU-35431	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com