

FICHE PRODUIT

Film AGFA DT1B, Dim 20.3 x 25.4 cm

Référence : DT1B-2025

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le film de radiographie AGFA de SOCIMED, a été spécialement conçu pour produire les clichés à niveaux de gris de la qualité de diagnostic la plus élevée avec les reprographes à sec DRYSTAR: DRYSTAR 2000, 3000, 4500 et DRYSTAR 4500M (pour une utilisation multimodalité). La technologie d'imagerie à sec numérique directe produit des clichés à niveaux de gris avec un Dmax et un contraste élevés. Elle donne des résultats de la même clarté et de la même qualité qu'un film laser "humide", en offrant tous les avantages de la technologie à sec: pas de développement par voie humide, pas de chambre noire, pas de produits chimiques. Les images de qualité supérieure sont générées très simplement et très proprement.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/film-agfa-drystar-dt1b/5184-film-agfa-dt1b-dim-20-3-x-25-4-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com